

Mejore el rendimiento de sus audífonos

Complementos inalámbricos de Phonak






La tecnología moderna de los audífonos le permite disfrutar de la capacidad de oír y comprender en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, cuando habla por teléfono, ve la televisión o se encuentra rodeado de ruido, puede ser frustrante seguir una conversación, ya que, en ocasiones, sus audífonos no son suficientes.

Aquí es donde entra en escena la gama de comunicación inalámbrica de Phonak de complementos útiles para sus audífonos.

Ahora, con nuestros nuevos complementos inalámbricos fáciles de usar, diseñados especialmente para situaciones difíciles y molestas, puede entender mejor una conversación.





Quedará sorprendido con la diferencia

Tiene que oír nuestros complementos inalámbricos para creer lo realmente increíbles que son.

Ya sea mediante nuestros micrófonos de última generación, el teléfono inalámbrico o el transmisor de audio, obtendrá exactamente el poder que necesita para controlar la situación y escuchar lo que desee.

De hecho, un estudio independiente ha demostrado que con los nuevos micrófonos inalámbricos Roger puede escuchar hasta un 54% más en entornos ruidosos que con cualquier otro producto disponible.¹ Otro estudio independiente también ha demostrado que, en comparación con un teléfono estándar, el uso del teléfono inalámbrico Phonak DECT puede mejorar la comprensión verbal más del 40%.²

Ahora, imagine cómo repercutirá en usted oír de modo más claro, en situaciones ruidosas y a distancia.

¹ Dra. Thibodeau, Linda (2013): Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids Universidad de Texas, Dallas, EE. UU. (International Journal of Audiology).

² Schulte, M. (2013): Estudio de Phonak DECT CP1, Centro auditivo de Oldenburg.



Tan fácil como un “clic”

La Gama de Comunicación Inalámbrica de Phonak se ha diseñado teniendo en mente la facilidad de uso. De hecho, hemos diseñado los últimos complementos inalámbricos de modo que su uso sea tan sencillo como pulsar un botón.

Por ejemplo, Roger Pen detecta, analiza y se configura por sí solo y, con un solo clic, se comunica con los audífonos. Además, nuestro teléfono inalámbrico es fácil de usar, tan solo tiene que enchufarlo y ya está listo.





 Por fin, disfrutando de la comida... y de la conversación

Reconoce a la perfección esta situación: se encuentra en un contexto ruidoso, por ejemplo un restaurante o un bar, rodeado de conversaciones en un tono intenso, risas o música, y se esfuerza por escuchar la conversación que tiene lugar delante suya o a distancia. Es frustrante y termina por rendirse.

El micrófono Roger Pen proporciona un cambio radical, pues reduce al instante el ruido ambiente y transfiere el sonido claro de la voz que desea oír directamente a los audífonos. Tan solo tiene que colocarlo sobre una mesa, sujetarlo con la mano o pasárselo a la persona que esté hablando. Es compatible con prácticamente cualquier audífono e implante coclear y, además, es de uso sencillo e intuitivo

Sonido vibrante. Menos estrés. Más comodidad.



Roger Pen es ideal para todos los entornos ruidosos y conversaciones a distancia, como por ejemplo:

- Reuniones familiares
- Conversaciones de tú a tú
- Restaurantes y bares
- Reuniones o conferencias

También es útil para:

- TV, PC, MP3, etc.
- Llamadas de teléfonos móviles

También disponible: Roger Clip-On Mic, que presenta el mismo rendimiento de palabra en ruido que Roger Pen



Mantener el contacto con sus amigos

Seguro que esto le ha pasado un montón de veces: Está en casa, tratando de mantener una conversación telefónica con un amigo, pero escucha la televisión encendida como ruido de fondo o, los niños están jugando o escuchando música. Hay demasiado ruido y empieza a agobiarse. Al final, es posible que evite usar el teléfono y que incluso llegue a perder el contacto con las personas que le importan.

El teléfono inalámbrico Phonak DECT CP1 puede marcar una gran diferencia. Aunque parece un teléfono estándar, realmente es mucho más potente y transmite el sonido a ambos oídos a la vez, de modo que reduce el ruido y maximiza la comprensión. Incluso cuenta con un modo de refuerzo que puede utilizar cuando no lleve puestos los audífonos.

Además, como también es un teléfono normal, puede utilizarlo toda la familia.

El teléfono Phonak DECT CP1 es ideal para:

- Llamadas telefónicas en casa
- Llamadas telefónicas en pequeñas oficinas





La familia al completo podrá disfrutar de la televisión

Es una batalla encarnizada a la que lleva años enfrentándose: necesita subir el volumen de la televisión para oír mejor, pero su pareja quiere bajarlo. El que controla el mando a distancia ese día, gana.

Phonak ComPilot con TVLink es la solución que está buscando, ya que convierte sus audífonos de Phonak en unos auriculares inalámbricos con calidad sonora estéreo.

Y puesto que ComPilot cuenta con la función de Bluetooth incorporada, no solo puede utilizarse con la televisión, sino que puede conectarse fácilmente a varios dispositivos compatibles con Bluetooth. Por ello, es un complemento ideal para los audífonos, tanto si ve una película en el ordenador, como si escucha música.




Phonak ComPilot con TV Link es ideal para:

- Ver la televisión

También es útil para:

- Escuchar música
- Ver películas en ordenadores o tablets
- Llamadas de teléfonos móviles





Oír es creer

Nuestra gama de comunicación inalámbrica no es comparable con nada que haya oído antes.

De hecho, creemos que se sorprenderá con lo mucho que podrá oír en situaciones como las siguientes:

- Cafeterías y restaurantes ruidosos
- Bares con mucho ruido
- Reuniones familiares
- Conversaciones de tú a tú con su pareja, su hijo o un amigo
- Conversaciones en un coche
- Ver la televisión
- Escuchar música en su equipo estéreo, ordenador o reproductor de MP3
- Navegar por Internet
- Conversaciones de vídeo en línea
- Llamadas de teléfonos móviles en el coche o sobre la marcha
- Llamadas al teléfono de su casa o de una oficina pequeña
- Conferencias, reuniones o presentaciones con uno o varios oradores



Pero, no se fíe solamente de nuestra palabra, experimente usted mismo nuestros complementos inalámbricos. Tan solo tiene que ponerse en contacto con su audioprotesista hoy mismo para concertar una demostración o bien escuchar en línea en www.phonak.com/boost.

Porque oír realmente es creer

Life is on

Nos preocupan las necesidades de todas aquellas personas que dependen de nuestros conocimientos, ideas y cuidados. Retamos a los límites de la tecnología de una forma creativa con el fin de desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a las personas a oír, a comprender y a experimentar mejor los complejos entornos acústicos que ofrece la vida.

Interactuar con libertad. Comunicarse con seguridad.
Vivir sin límites. Life is on.

www.phonak.es

